

## OMRON SONIC STYLE™ B458

### Ladattava Sonic-hammasharja

Omron on tuonut markkinoille uuden sukupolven sähköhammasharjat, joiden toiminta perustuu Sonic-teknologiaan: erittäin nopeaan harjapään värähtelyyn, jonka puhdistusteho on kaksivaikutteinen.

Huomattavan tiheä harjapään värähtely puhdistaa mekaanisesti hammaspinnan tavanomaista sähköhammasharjaa tehokkaammin. Tämän lisäksi tiheä värähtely (jopa 33000 liikettä/min) saa syljen ja hammastahnan muodostaman seoksen tunkeutumaan tiukimpiinkin hammasväleihin puhdistuen ne tehokkaasti ja hellävaraisesti. Kaksivaikutteisen pesun lopputulos tuntuu jopa kielellä hammaspintaa tunnusteltaessa.

Uudet Omron Sonic style –hammasharjat ovat kevyitä ja pienikokoisia sekä vaimeäänisiä. Lisätietoja [www.sonicstyle.fi](http://www.sonicstyle.fi).

- Sonic-teknologia: vakioliiketila, laajaliiketila, pisteliiketila
- Pakkaukseen sisältyy yksi kolmoisharjaspää ja yksi erikoispehmeä harjapää
- 30 sekunnin ajastin
- 3 minuutin automaattinen katkaisu
- 5 eri nopeusvaihtoehtoa vakioliiketilassa
- 2 eri rungon väriä: musta ja punainen

Saatavana lisävarusteena 2 kpl:n pakkauksissa:



Kolmois-  
harjaspää



Erikoispehmeä  
harjapää



Pisteharjapää  
hammasvälien ja  
hammasrautojen  
puhdistukseen



**Malli:** OMRON Sonic style 458 **Tyyppi:** HT-B458-SE/HT-B458-R E **Käyttövoima:** vaihtovirta 220–240 V 50 Hz **Virrankulutus:** noin 2,5W (latauksen aikana). **Latausmenetelmä:** sähkömagneettinen induktio. **Akku:** kaksi sisään rakennettua NI-MH-akkua (NI-MH 2,4 V) **Latausaika:** noin 16 tuntia. **Käyttöaika:** jatkuvassa käytössä vakioliiketilassa: noin 30 minuuttia. **Automaattisuus:** kolmen minuutin kuluttua. Huom! Akkua ei voi vaihtaa. Kun akun käyttöikä on päättynyt, se hävitetään yhdessä tuotteen kanssa. **Käyttölämpötila/-kosteus:** +10–+40 °C, suht. kosteus 30–85 % **Säilytyslämpötila/-kosteus:** -20–+60 °C, suht. kosteus 10–95 % **Paino peruslaite:** noin 62 g (harjapää mukaan lukien) **Latauslaite:** noin 210 g. **Mitat peruslaite:** noin 225 mm (pituus), noin 20 x 23 mm (halkaisija). **Latauslaite:** noin 61 (L) x 47 (K) x 83 (P) mm. **Verkojohdon pituus:** noin 120 cm **Varusteet:** kolmoisharjaspää, erikoispehmeä harjapää, latauslaite, käyttöohje. **Takuu:** 2 vuotta (ei kata akkua eikä harjoja). **EAN:** 401567210445 7 (punainen) **EAN:** 401567210446 4 (musta)

**A Good Sense of Health**

Maahantuoja:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • [normomedical@normomedical.fi](mailto:normomedical@normomedical.fi)  
[www.normomedical.fi](http://www.normomedical.fi)

Verkkokauppa [www.mshop.fi](http://www.mshop.fi)