

OMRON SONIC STYLE™ B456

Ladattava Sonic-hammasharja

Omron on tuonut markkinoille uuden sukupolven sähköhammasharjat, joiden toiminta perustuu Sonic-teknologiaan: erittäin nopeaan harjapään värähtelyyn, jonka puhdistusteho on kaksivaikutteinen.

Huomattavan tiheä harjapään värähtely puhdistaa mekaanisesti hammaspinnan tavanomaista sähköhammasharjaa tehokkaammin. Tämän lisäksi tiheä värähtely (jopa 33000 liikettä/min) saa syljen ja hammastahnan muodostaman seoksen tunkeutumaan tiukimpiinkin hammasväleihin puhdistaa ne tehokkaasti ja hellävaraisesti. Kaksi-vaikutteisen pesun lopputulos tuntuu jopa kielellä hammaspintaa tunnusteltaessa.

Uudet Omron Sonic style –hammasharjat ovat kevyitä ja pienikokoisia sekä vaimeäänisiä. **Lisätietoja www.sonicstyle.fi.**

- Sonic-teknologia: vakio liiketila, laajaliiketila ja pisteliiketila
- Pakkaukseen sisältyy yksi kolmoisharjaspää ja yksi erikoispehmeä harjapää
- 3 min. automaattinen virrankatkaisu

Saatavana lisävarusteena 2 kpl:n pakkauksissa:



Kolmois-
harjaspää



Erikoispehmeä
harjapää



Pisteharjapää
hammasvälien ja
hammasrautojen
puhdistukseen



Malli: OMRON Sonic style 456 **Tyyppi :** HT-B456-E **Käyttövoima :** vaihtovirta 220 – 240V 50 Hz **Virrankulutus:** noin 2,5 W (latauksen aikana) **Latausmenetelmä:** sähkömagneettinen induktio **Akku:** kaksi sisäänrakennettua NI-MH-akkaa (NI-M H 2,4 V) **Latausaika:** noin 16 tuntia **Käyttöaika:** jatkuvassa käytössä vakiovärähtelytoiminnolla: noin 30 minuuttia. **Automaattipsäytys:** kolmen minuutin kuluttua. Akkaa ei voi vaihtaa. Kun akun käyttöikä on päättynyt, se hävitetään yhdessä tuotteen kanssa. **Käyttölämpötila/-kosteus:** +10–+40 °C, suht. kosteus 30–85 % **Säilytyslämpötila/-kosteus:** -20–+ 60°C, suht. kosteus 10–95 % **Paino peruslaite:** noin 62 g (harjapää mukaan lukien) **Latauslaite:** noin 210 g **Mitat peruslaite:** noin 225 mm (pituus), noin 20 x 23 mm (halkaisija) **Latauslaite:** noin 61 (L) x 47 (K) x 83 (P) mm **Verkkojohdon pituus:** noin 120 cm **Varusteet:** kolmoisharjaspää, erikoispehmeä harjapää, latauslaite, käyttöohje. **Takuu:** 2 vuotta (ei kata akkaa eikä harjoja). **EAN:** 401567210444 0

A Good Sense of Health

Maahantuojaja:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi

Verkkokauppa www.mshop.fi