

## TENS E4 PROFESSIONAL

### Elektroninen lihasrentouttaja

Verkkokauppa  
www.mshop.fi

TENS (*Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation*) on ihon kautta tapahtuva sähköinen hermostimulaatio, joka pääsee syvemmälle kuin ihon kautta tapahtuva hieronta. Laitte lähettää pienitaajuisia sykäyksiä, jotka aktivoivat kehon omia kipua lievittäviä mekanismeja. Sähköimpulssit saavat veren kiertämään, lihakset rentoutumaan ja väsymyksen kaikkoamaan. Menetelmää käytetään yleisesti myös sairaaloissa ja erityisesti urheilulääkäreiden vastaanotoilla.

Omronin lihasrentouttajat palvelevat sinua niin kotona, työpaikalla kuin matkoilla. Aina alttiisti ja halutessasi myös muilta huomaamattomasti.



- 12 eri hoito-ohjelmaa: jännittyneille hartioille, polvi- ja kyynärpääkipuun, väsyneille jaloille ja selkävaivoihin
- Rentouttaa ja lieventää stressin oireita
- Laitteen kaksi elektrodia on helppo kiinnittää
- Pesunkestävät, pitkäikäiset Long Life- elektrodit
- Paristokäyttöistä laitetta voi käyttää missä vain
- Sykäysten tiheyttä voi säätää haluamaansa tehoon: laitteessa on oma ohjelma kivunlievitykseen

**Tuote:** Omron TENS E4. **Näyttö:** nestekidenäyttö. **Ulostulotaajuus:** 1 - 1188 Hz. Pulssin leveys: 500  $\mu$ s  $\pm$  5. **Virrankulutus:** n. 40 mA. Virtalähde: 2 kpl AAA-paristoja 1,5 V. **Käyttöympäristö:** 10 °C...40 °C, 30 ..85 RH. Tärähtelemätön ympäristö. Laitetta käytettäessä varottava sähkömagneettisia kenttiä, myrkyllisiä kaasuja, kerääntynyttä metallipölyä, vesipisaroita jne. **Mitat:** 60 x 199 x 21 mm, 155 g (sis. paristot). **Varusteet:** Long Life -elektrodit, elektrodien pidike, suojavaadoitettu kaapeli, pehmeä suojalaukku, käyttäjän opas, paristot. **Takuu:** 3 vuotta.

A Good Sense of Health

Maahantuaja:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi  
www.normomedical.fi