

OMRON M10-IT

Olkavarsiverenpainemittari

Omron M10-IT verenpainemittarissa on hyödynnetty alan viimeisintä teknologiaa. Mittari laskee erilaisia keskiarvoja ja se hälyttää kohonneesta aamuverenpaineesta, jonka tiedetään nostavan infarktirisikiä merkittävästi.

Mittauksia ei enää tarvitse merkitä muistiin vaan ne voi tietokoneiliitännän avulla tulostaa paperille ja tarvittaessa lähettää sähköpostitse suoraan hoitavalle lääkärille. Kaksi käyttäjää voi hyödyntää muistia toisistaan riippumatta.

- hälyttää kohonneesta aamuverenpaineesta
- kahden käyttäjän muisti, 84 mittausta/käyttäjää + vierastila
- keskiarvolaskenta aamu- ja iltamittauksille
- automaattiasetuksella voi ottaa 3 mittausta peräkkäin
- helppokäyttöinen tietokoneiliitäntä, jolla mittaustulokset voi helposti tulostaa tai lähettää suoraan hoitavalle lääkärille
- ilmaisee epäsäännöllisen sykkeen
- näyttää mittaustuloksen vain, mikäli se on luotettava
- ainutlaatuinen Comfort-mansetti kattaa koot M-L (olkavarren ympärys 22- 42 cm)
- Omron-Intellisense teknologia tekee mittauksesta nopean ja miellyttävän
- sisältää pehmeän säilytyskotelon, USB-kaapelin, CD-ROM-tietokone-ohjelmalevykkeen, paristot sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet
- kliinisesti validoitu



PC-yhteensopiva,
mukana USB-kaapeli
ja tietokoneohjelma



Omron-verenpainemittareilla
6 vuoden takuu!

Tuotteen kuvaus: Digitaalinen automaattinen verenpainemittari **Malli:** OMRON M10-IT (HEM-7080IT-E) **Näyttö:** LCD-digitaalinen näyttö **Mittausmenetelmä:** Oskillometrinen menetelmä **Mittausalue:** Paine: 0 mmHg - 299 mmHg Pulssi: 40 - 180/min. **Tarkkuus:** Paine: ± 3 mmHg Pulssi: ± 5 % näytön lukemasta **Täyttö:** Sähköpumpulla sumean logiikan ohjaamana **Tyhjennys:** Automaattinen paineenalennusventtiili **Paineen havaitseminen:** Kapasitiivinen paineanturi **Muisti:** 84 mittausta sekä päivämäärä ja kellonaika kummallekin käyttäjälle (A ja B) **Virtalähde:** 4 kpl "AA"-paristoa 1,5 V tai AC/DC-sovitin (6 V = 4 W) **Pariston kesto:** Uusien alkaliparistojen kapasiteetti on noin 1400 mittausta, kun laitetta käytetään 6 kertaa päivässä 4 uudella alkaliparistolla **Käyttölämpötila/-kosteus:** +10 °C - +40 °C **Enintään:** 30-90 % suhteellinen kosteus **Säilytyslämpötila/-kosteus/-ilmanpaine:** -20 °C - +60 °C Enintään: 10-95 % suhteellinen kosteus 700 - 1060 hPa **Mittariosan paino:** Noin 420 g ilman paristoja **Mansetin paino:** Noin 240 g **Ulkomitat:** Noin 155 (p) mm x 131 (l) mm x 84 (k) mm **Mansetin mitat:** Noin 152 mm x 600 mm (Mansetti: olkavarren ympärys 22 - 42 cm) **Pakkauksen sisältö:** Mansetti, käyttöohje, pehmeä säilytyskotelo, paristopakkaus, takuukortti, verenpainekortti, USB-kaapeli, CD-ROM **Takuu:** kuusi vuotta.

A Good Sense of Health

Maahantuojat:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi

Verkkokauppa: mshop.medith.fi