

OMRON MIT Elite Olkavarsiverenpainemittari

“i-Pod”-tyylinen täysautomaattinen verenpainemittari, jota on tyylikkään muotoilunsa ansiosta ilo käyttää missä vain. Mittarissa on kirkas ja iso LCD-näyttö, joka kertoo tuloksen kerralla helposti tulkittavilla ikoneilla. Helppo ja nopea tapa tarkkailla verenpainetta, pienikokoisena ja kompaktina helppo pitää mukana.



- 90 mittauksen muisti
- Ilmaisee epäsäännöllisen sykkeen
- Näyttää vain luotettavat mittaustulokset
- M-koon mansetti (olkavarren ympärysyys 22- 32 cm)
- Tyylikäs “i-Pod” -muotoilu, iso selkeä näyttö, tulokset kerralla luettavissa
- Helppo käyttää ja kuljettaa mukana
- Kliinisesti validoitu



CLINICALLY
VALIDATED



Tuotteen kuvaus: Digitaalinen automaattinen verenpainemittari **Malli:** OMRON MIT Elite (HEM-7300-WE) **Näyttö:** LCD-digitaalinen näyttö **Mittausmenetelmä:** Oskillometrinen menetelmä **Mittausalue:** Paine: 0 mmHg - 299 mmHg Pulssi: 40 - 180/min. **Tarkkuus:** Paine: ± 3 mmHg Pulssi: ± 5 % näytön lukemasta **Täyttö:** Sähköpumpulla sumean logiikan ohjaamana **Tyhjennys:** Automaattinen paineenalennusventtiili **Paineen havaitseminen:** Kapasitiivinen paineanturi **Muisti:** 90 mittausta sekä päivämäärä ja kellonaika **Virtalähde:** 4 kpl “AAA”-paristoa 1,5 V tai AC/DC-sovitin (6 V = 4 W) **Pariston kesto:** Uusien alkaliparistojen kapasiteetti on noin 300 mittausta, kun laitetta käytetään 3 kertaa päivässä 4 uudella alkaliparistolla **Käyttölämpötila/-kosteus:** +10 °C - +40 °C **Enintään:** 30-85 % suhteellinen kosteus **Säilytyslämpötila/-kosteus/-ilmanpaine:** -20 °C - +60 °C Enintään: 10-95 % suhteellinen kosteus 700 - 1060 hPa **Mittariosan paino:** Noin 240 g ilman paristoja **Mansetin paino:** Noin 130 g **Ulkomitat:** Noin 157 (p) mm x 74 (l) mm x 31 (k) mm **Mansetin mitat:** Noin 146 mm x 446 mm (Mansetti: olkavarren ympärysyys 22 - 32 cm), CL-MIT Elite -mansetti lisävarusteena 32-42 cm olkavarrelle. **Pakkauksen sisältö:** M-Mansetti, käyttöohje, paristopakkaus, takuukortti, verenpainekortti **Takuu:** kuusi vuotta **EAN:** 401567210383 2

A Good Sense of Health

Maahantuojat:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi

Verkkokauppa: mshop.medith.fi