

OMRON BF511- PERHEMALLI

Kehonkoostumusmittari

Edistyksellinen teknologia, jota Omron käyttää kehonkoostumusmittareissaan takaa laadun myös sarjan uudessa BF511-perhemallissa.

Kehon rasvapitoisuus ja sen luokitus, luustolihasprosentti, painoindeksi- ja painoindeksi-luokitus sekä lepoindeksi- ja lepoindeksi-luokitus voidaan mitata nyt jo kuusi-vuotiaasta lähtien. Sisäelinten ympärille kertynyt rasva ja sen luokitus sekä luustolihasprosentti -luokitus voidaan määrittellä 18–80 -vuotiailla.

Laitteessa on muisti 4 henkilön asetustiedoille ja laite näyttää viimeisimmän mittauksen tuloksen viitetietona.

Tuote on kliinisesti validoitu, mikä kertoo sen tarkkuudesta ja luotettavuudesta. Uusi perhemalli tarjoaa koko perheelle mahdollisuuden tarkkailla kehonsa koostumusta.



- Perhemalli: Mittaukset jo 6-vuotiaasta lähtien
- Enimmäispaino 150 kg
- 8 pisteen kehonmittaustekniikka käsistä ja jaloista
- Mittaustulokset:
 - Sisäelinten ympärillä oleva rasva (18-80 vuotta)
 - Luustolihasprosentti (6-80 vuotta)
 - Sisäelinten rasvamäärän luokitus (18-80 vuotta)
 - Luustolihasprosentti -luokitus (18-80 vuotta)
 - Kehon rasvaprosentti (6-80 vuotta)
 - Kehon rasvaprosentti -luokitus (6-80 vuotta)
 - Lepoindeksi (6-80 vuotta)
 - Painoindeksi (6-80 vuotta)
 - Painoindeksi (6-80 vuotta)
 - Paino
- Neljä muistipaikkaa sekä vierastila, viimeisen mittauksen muisti
- Kliinisesti validoitu



Malli: HBF-511B-E and HBF-511T-E (BF511) **Painonmittaus:** 0-150 kg, 0,1 kg tarkkuudella **Kehon rasvaprosentti:** 5.0- 60.0 %, 0.1 % välein **Luustolihasprosentti:** 5.0-50.0 %, 0.1 % välein **BMI:** 7.0-90.0, 0.1 välein **Sisäelinten ympärillä oleva rasva:** 30 tasoa, 1 tason välein **BMI-luokitus:** - (Alipainoinen) / 0 (Normaali) / + (Ylipainoinen) / ++ (Liikalihava), 12 palkkinäytön tasoa **Kehon rasvaprosentin luokitus:** - (Alhainen) / 0 (Normaali) / + (Korkea) / ++ (Erittäin korkea), 12 palkkinäytön tasoa **Sisäelinten rasvamäärän luokitus:** 0 (Normaali) / + (Korkea) / ++ (Erittäin korkea) 9 palkkinäytön tasoa **Asetustiedot:** **Pituus:** 100.0-199.5 cm **Ikä:** 6-80 vuotta **Sukupuoli:** Mies/Nainen **Yksiköt:** kg (cm) **Huom!** Ikäraja sisäelinten ympärillä olevan rasvan mittaamiseen, sisäelinten rasvamäärän luokitukseen ja luustolihasprosentin luokitukseen on 18-80 vuotta. Kehon rasvapitoisuudelle ja sen luokitukselle, luustolihasprosentille, painoindeksille ja painoindeksiluokitukselle sekä lepoindeksille ja lepoindeksiluokitukselle on 6-80 vuotta. **Painon mittaustarkkuus:** 0.0 kg-40.0 kg: ± 0.4 kg, 40.0 kg-150.0 kg: ± 1% **Tarkkuus:** (S.E.E.) **Kehon rasvaprosentti:** 3.5 % **Luustolihasprosentti:** 3.5 % **Sisäelinten rasvan määrä:** 3 tasoa **Virtalähde:** 4 AA paristoa (voidaan käyttää myös AA-paristoja (LR6)) **Paristojen kesto:** Noin 1 vuosi (kun käytetään mangaaniparistoja ja tehdään 4 mittausta päivässä) **Käyttölämpötila/Kosteus:** +10°C...+40°C, 30% to 85% RH **Säilytyslämpötila/Kosteus/Ilmanpaine:** -20°C to +60°C, 10%...95% RH, 700 hPa...1060 hPa **Ulkomitat:** **Näyttöyksikkö:** n. 300 mm x 35 mm x 147 mm (lev x kork x syv) **Pääyksikkö:** n. 303 mm x 55 mm x 327 mm **Paino:** Noin 2.2 kg (paristojen kanssa) **Pakkauksen sisältö:** Kehonkoostumusmittari, 4 kpl AA mangaaniparistoja, käyttöohje, takuukortti **Takuu:** 3 vuotta **EAN-koodi:** 40 15672 104051

A Good Sense of Health

Maahantuoja:

Normomedical Oy • Valimotie 2, 00380 Helsinki • puh. (09) 5617 760 • fax (09) 5617 7611 • normomedical@normomedical.fi
www.normomedical.fi

Verkkokauppa mshop.medith.fi